

CO-Werttabelle piCO⁺



LED-Farbe	Beschreibung	Benutzerprofil- Erwachsener (ppm)	Benutzerprofil - Jugendlicher (ppm)
Grün	Nichtraucher	0 – 6	0 – 4
Gelb	Gefahrenbereich	7 – 10	5 – 6
1 Rote	Raucher	11 – 15	7 – 10
2 Rote	Häufiger Raucher	16 – 25	11 – 15
3 Rote	Abhängiger Raucher	26 – 35	16 - 25
4 Rote	Stark abhängiger Raucher	36 - 50	26 - 35
4 blinkende Rote	Abhängiger Raucher mit hohem Gefährdungspotential	51+	36+

Specialmed GmbH, Roßberg 2, D-84164 Lengthal
Tel.: +49 8731 3264130, Fax: +49 8731 3264930
E-Mail: info@specialmed.de; Page: www.specialmed.de