



Übersicht der Wasserstoff (H₂)-Atemtests

Fragestellung	Dauer	Messpunkte	Menge Erwachsene	Menge Kinder	Belastungssubstanz
<ul style="list-style-type: none"> Unverträglichkeit von Obst 	120 Min.	15, 30, 60, 90, 120 Minuten	50 g in 300 ml Wasser	1 g in 10 ml H ₂ O / KG Körpergewicht (max. 50 g)	Fruktose PZN 8562134
<ul style="list-style-type: none"> Unverträglichkeit von Milch 	Bis zu 180 Min.	15, 30, 60, 90, 120, (150, 180) Minuten	50 g in 300 ml Wasser	2 g in 10 ml H ₂ O / KG Körpergewicht (max. 50 g)	Laktose PZN 8565629
<ul style="list-style-type: none"> Unverträglichkeit von Süßigkeiten und Diabetikerprodukten 	120 Min.	15, 30, 60, 90, 120 Minuten	15 g in 250 ml Wasser	1 g in 10 ml H ₂ O / 10 KG Körpergewicht (max. 10 g)	Sorbit PZN 8579293
<ul style="list-style-type: none"> Unverträglichkeit von Süßigkeiten und Kaugummi 	120 Min.	15, 30, 60, 90, 120 Minuten	25 g in 250 ml Wasser	1 g in 10 ml H ₂ O / KG Körpergewicht (max. 25 g)	Xylit PZN 8584779
<ul style="list-style-type: none"> Fehlbesiedelung des Dünndarms 	60 Min.	15, 30, 45, 60 Minuten	50 g in 300 ml Wasser	1 g in 10 ml H ₂ O / KG Körpergewicht (max. 25 g)	Glukose PZN 8562542
<ul style="list-style-type: none"> Mund – Zökum Transitzeit <ul style="list-style-type: none"> Non H₂-Producer 	Bis zu 240 Min.	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, (130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240) Minuten	15 g in 200 ml Wasser	1 g in 10 ml H ₂ O / KG Körpergewicht (max. 15 g)	Bifiteral (Lactulose) PZN 7554718
<ul style="list-style-type: none"> Nahrungsmittelunverträglichkeit 	Bis zu 300 Min.	15, 30, 60, 90, 120, 150, 180, (210, 240, 270, 300) Minuten	25 g in 250 ml Wasser	1 g in 10 ml H ₂ O / KG Körpergewicht (max. 25 g)	Xylose PZN 8584868
<ul style="list-style-type: none"> Chronische Diarrhoe 	120 Min.	15, 30, 60, 90, 120 Minuten	50 g in 300 ml Wasser	1 g in 10 ml H ₂ O / KG Körpergewicht (max. 50 g)	Saccharose PZN 8704717