



## Das rauchOmeter<sup>®</sup> System

rauchOmeter<sup>®</sup> Kohlenmonoxid-Atemtestgeräte

**Specialmed GmbH**  
**Roßberg 2**  
**D-84164 Lengthal**

**Tel.: +49 (0) 8731 3264130**  
**Fax: +49 (0) 8731 3264930**  
**E-Mail: [info@specialmed.de](mailto:info@specialmed.de)**  
**Page: [www.specialmed.de](http://www.specialmed.de)**

### COData+ Validierungssoftware

COdata+ ist ein Softwareprogramm für Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP und 2000 für die Verwendung mit den rauchometern<sup>®</sup> piCO, piCO+, piCO-lo, Micro und Micro III.

Die Messwerte werden in das COdata+ Programm heruntergeladen. Dieses bietet eine virtuelle Anzeige des Gerätes und führt eine Sofortdiagnose der Ergebnisse des Benutzers durch. Die Auswertung zeigt die Rauchgewohnheiten des Patienten und seine persönliche Nikotinabhängigkeit auf. Diese kann auch ausgedruckt werden um sie dem Patienten mit nach Hause geben zu können. Die integrierte Datenbank speichert die Angaben und Ergebnisse der Patienten für die Folgesitzungen.

Bei Anschluss des piCO+ ermöglicht die Software dem Benutzer auch, patientenspezifische ppm - Einstellungen vorzunehmen. Diese erlauben es den Rauchstatus zu erweitern. Das ist insbesondere zur die Behandlung schwer motivierbarer Patienten notwendig.

